

Пробирка вакуумная Vacumed с активатором свертывания и гелем

ФСЗ 2011/09735

активатор свертывания и гель, объем 2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с активатором свертывания и разделительным гелем - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Внутренняя стенка пробирки покрыта сухим активатором свертывания (диоксид кремния), на дне пробирки разделительный гель. При центрифугировании гель формирует разделительный слой между сывороткой крови и сгустком.

- Наполнитель:** активатор свертывания + разделительный гель.
- Применение:** биохимические, иммунохимические исследования.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42720	2	13×75	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
42721	3.5	13×75	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
43726	5	13×100	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
44728	8	16×100	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
46720	2	13×75	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
46721	3.5	13×75	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
47726	5	13×100	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
48728	8	16×100	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.