

Пробирка вакуумная VACUSERA кроссовая

РЗН 2019/8356

для перекрестной пробы, объем 4.0 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код розовый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	для перекрестной пробы
Объем	4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	розовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA кроссовая используются для проверки совместимости реципиента и донорской крови перед переливанием.

Наполнитель: активатор свертывания / К2 ЭДТА / К3 ЭДТА (кросс-тесты можно проводить как с сывороткой так и с цельной кровью).

Применение: проверка совместимости реципиента и донорской крови перед переливанием.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
235216	6	13×100	Активатор свертывания	Бумажная	
236219	9	16×100	Активатор свертывания	Бумажная	
234634	4	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная	
235636	6	13×100	К2 ЭДТА	Бумажная	
234644	4	13×75	К3 ЭДТА	Бумажная	
235646	6	13×100	К3 ЭДТА	Бумажная	
435216	6	13×100	Активатор свертывания	Прозрачная	
436219	9	16×100	Активатор свертывания	Прозрачная	
434634	4	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная	
435636	6	13×100	К2 ЭДТА	Прозрачная	
434644	4	13×75	К3 ЭДТА	Прозрачная	
435646	6	13×100	К3 ЭДТА	Прозрачная	

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.