

Пробирка вакуумная VACUSERA с активатором свертывания

РЗН 2019/8356

активатор свертывания, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 /
9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100
мм, цветовой код красный, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с активатором свертывания - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови. Используются для определения сыворотки по шаблонным химическим тестам и гормонам. Сыворотку можно отсасывать прямо из пробирки, исключая необходимость ручного переноса в другой контейнер.

Наполнитель: пробирки покрыты частицами диоксида кремния, которые активируют свертывание после легкого встряхивания пробирок.

Применение: получение сыворотки.

Перемешивание: 5-6 мин.

Центрифугирование: 1300 g, 10 минут.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234201	1	13×75	Активатор свертывания	Бумажная	●
234202	2	13×75	Активатор свертывания	Бумажная	●
234203	3	13×75	Активатор свертывания	Бумажная	●
234204	4	13×75	Активатор свертывания	Бумажная	●
235206	6	13×100	Активатор свертывания	Бумажная	●
236209	9	16×100	Активатор свертывания	Бумажная	●
236200	10	16×100	Активатор свертывания	Бумажная	●
434201	1	13×75	Активатор свертывания	Прозрачная	●
434202	2	13×75	Активатор свертывания	Прозрачная	●
434203	3	13×75	Активатор свертывания	Прозрачная	●
434204	4	13×75	Активатор свертывания	Прозрачная	●
435206	6	13×100	Активатор свертывания	Прозрачная	●
436209	9	16×100	Активатор свертывания	Прозрачная	●
436200	10	16×100	Активатор свертывания	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.