

Пробирка Вэйхай Mic-T с активатором свертывания и гелем

ФСЗ 2009/05507

активатор свертывания и гель, с капилляром / без
капилляра, объем 0.5 мл / 0.8 мл, код желтый

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	желтый

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с активатором свертывания и разделительным гелем - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.5 мл	Активатор свертывания + гель	5050223	5150223
0.8 мл	Активатор свертывания + гель	5080223	5180223

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.