

Раствор лизирующий ABX Alphalyse

ФСЗ 2011/08890

лизирующий раствор, для анализаторов ABX, для
лизирования эритроцитов и определения
гемоглобина, объем 360 мл / 0.4 л

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	ABX
Назначение	для лизирования эритроцитов и определения гемоглобина
Объем	360 мл / 0.4 л

Дополнительные характеристики

Для анализаторов ABX Micros 60.