

Раствор промывающий ABX Miniclean

ФСЗ 2011/08890

детергент, для анализаторов ABX, очищение от остатков предыдущих проб перед каждым анализом, объем 1 л

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	детергент
Для анализаторов	ABX
Назначение	очищение от остатков предыдущих проб перед каждым анализом
Объем	1 л

Дополнительные характеристики

Для анализаторов ABX Micros 60.
Промывка гидравлической системы после каждой пробы, непосредственно не участвует в измерении параметров, при этом способствует высокой точности анализов, обеспечивает долгую работоспособность оборудования.