

Разбавитель изотонический Дилуент ABX (Diluent ABX)

ФСЗ 2011/09203

дилуент, для анализаторов ABX / Orphee S.A. /
Siemens/Bayer, объем 10 л / 20 л



LABEX Reagens AB, Швеция

Характеристики

Тип	дилуент
Для анализаторов	ABX / Orphee S.A. / Siemens/Bayer
Объем	10 л / 20 л

Дополнительные характеристики

Используется в клиничко-диагностических лабораториях медицинских учреждений для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Siemens/Bayer Advia 60, ABX Micros 60. Изотонический разбавитель DILUENT ABX – это изотонический буферный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности, предназначенный для предварительного разведения образцов крови в автоматических гематологических анализаторах перед непосредственным подсчетом форменных элементов.

Основное назначение – поддержание требуемого осмотического давления для обеспечения постоянства объема и сохранности клеток крови в течение всего измерительного цикла, создание электропроводящей среды для импедансного измерения форменных элементов крови, предотвращение образования фибриновых сгустков и агрегации тромбоцитов.