

Дифференциал фибриногена и тромбоцитов Fib-tem

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
тромбоэластометрия / фибриноген

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	тромбоэластометрия / фибриноген
Назначение	для получения отдельной оценки уровня фибриногена и качества полимеризации фибрина в цитратной крови путем подавления тромбоцитов.

Описание

В составе реагента раствор цитохалазина D/DMSO 0,2 моль/л, CaCl₂ в буфере HEPES pH 7,4, консерванты в стеклянных пузырьках.