

Дифференциал гепаринового эффекта Hep-tem

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
тромбоэластометрия / фибриноген

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	тромбоэластометрия / фибриноген
Назначение	для нечувствительного к гепарину исследования коагуляции в образцах цитратной крови

Описание

Позволяет обнаружить нарушения свертываемости крови даже при высокой концентрации гепарина.
Состав: гепариназа, консерванты и буфер в стеклянных флаконах.