

Оптимизированный активатор внутреннего пути In-tem

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
тромбоэластометрия

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	тромбоэластометрия
Назначение	для быстрой оценки всей системы гемостаза посредством внутренней активации

Описание

In-tem – активация внутреннего пути свертывания.

Тест чувствителен к:

- дефициту факторов внутреннего пути;
- антикоагуляционным эффектам (гепарин, ингибиторы тромбина);
- влиянию тромбоцитов на твердость сгустка; количеству и полимеризационной способности фибриногена;
- дефициту F XIII;
- гиперфибринолизу.