

Оптимизированный активатор внешнего пути R ex-tem

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
тромбоэластометрия

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	тромбоэластометрия
Назначение	для быстрой оценки внешнего пути формирования сгустка, полимеризации фибрина и фибринолиза

Описание

Реагент **R ex-tem** содержит оптимизированную концентрацию рекомбинантного тканевого фактора и фосфолипидов, которые используются для плавной внешней активации системы коагуляции.

Тест чувствителен к:

- дефициту факторов внешнего пути;
- влиянию тромбоцитов на твердость сгустка;
- ингибиторам тромбина;
- количеству и полимеризационной способности фибриногена;
- дефициту F XIII;
- гиперфибринолизу.