

Стартовый оптимизированный реагент Star-tem

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
тромбоэластометрия

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	тромбоэластометрия
Назначение	для рекальцификации цитратной крови или плазмы

Описание

Реагент **Star-tem** содержит оптимальное количество хлорида кальция и используется в системе гемостаза цельной крови ROTEM. В ходе добавления реагента star-tem к цитратной крови процесс формирования сгустков постоянно отслеживается анализатором ROTEM.