

Подтверждение гиперфибринолиза (t) ap-tem

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
тромбоэластометрия

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	тромбоэластометрия
Назначение	определение гиперфибринолиза, проведение нечувствительных к гепарину коагуляционных исследований на образцах цитратной крови

Описание

Реагент (t) ap-tem содержит ионы Са ++ для рекальцификации образца и транексамовую кислоту / аprotинин.