

Реагент для тромбинового времени Diagon Dia-TT

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, тромбиновое время

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	тромбиновое время	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	51036	12 фл х 3 мл

Описание

Реагент для тромбинового времени **Diagon Dia-TT** – лиофилизированный человеческий тромбин в забуференной среде с кальцием. На ТВ влияют только факторы, которые влияют на тромбин или фибриноген. ТВ повышается только при ДВС-синдроме (ПДФ блокируют полимеризацию), низком уровне фибриногена, дисфибриногемии и гепарине (очень чувствительный).

Срок годности: 24 мес
Стабильность после вскрытия: 15 суток при 2-8°C
Каталожный номер: 51036