

Реагент лизирующий Аутолайз АБХ (Autolyse ABX)

ФСЗ 2011/09203

лизирующий раствор, для анализаторов ABX / Orphee S.A., объем 1 л

LABEX Reagens AB, Швеция



Характеристики

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	ABX / Orphee S.A.
Объем	1 л

Дополнительные характеристики

Для анализаторов ABX Micros 60 / Mythic 18.

Используется в клиничко-диагностических лабораториях медицинских учреждений для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Siemens/Bayer Advia 60, ABX Micros 60, ERMA PCE 210.

Лизирующий раствор AUTOLYSE ABX (гемолитик) предназначен для лизирования эритроцитов крови и преобразования гемоглобина в измеряемый комплекс в автоматических гематологических анализаторах с дифференцировкой лейкоцитов на 3 субпопуляции.

При добавлении к суспензии разведенной крови лизирующий раствор быстро разрушает цитоплазматическую мембрану эритроцитов и вызывает сжатие ее в плотные частицы с малым объемом, которые не мешают подсчету белых клеток крови. Под действием поверхностно-активных соединений гемолитика различные формы лейкоцитов претерпевают изменения размеров в разной степени, что создает основу для разделения лейкоцитов на субпопуляции.