

Реагент промывающий Хемаренз (Hemarenz)

ФСЗ 2011/09203

детергент, для анализаторов ABX / Abbot / Beckman
Coulter / ERMA / Nihon Kohden / Medonic / Mindray /
Siemens/Bayer, объем 1 л / 5 л

LABEX Reagens AB, Швеция



Характеристики

Тип	детергент
Для анализаторов	ABX / Abbot / Beckman Coulter / ERMA / Nihon Kohden / Medonic / Mindray / Siemens/Bayer
Объем	1 л / 5 л

Дополнительные характеристики

Очищающий раствор HEMARENZ – ферментативный раствор мягкого действия, предназначен для автоматической очистки (без непосредственного участия медицинского персонала) гидравлической системы, апертур, счетных камер гематологического анализатора.

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов **Siemens/Bayer** Advia 60, **ABX** Micros 60, **Nihon Kohden** MEK 6400/6410, **Beckman Coulter** серии D, DN, F, Z, M4, M4-30, CBC-5, S, S Junior, S Senior, S 5, S-560, S 7, S 770, S 880, S 890, S-Plus II-III-IV-V-VI, JT, JR, JS, STKR, MD-series (MD-8,18), T-series (T 540/840/890), ONYX, AcT Diff, AcT Diff 2, VCS, STKS, MAXM, HmX, Gen S, **Abbot** Cell-Dyn серии CD 400, CD 500, CD 700, CD 800, CD 900, **Medonic** серии CA-470, CA-490, CA-560, CA-580, CA-590, Mimer 530-9, CA-600, CA-610, Oden 530-16, Thor 530-20, CA-620, **ERMA** PCE 210, **Mindray** серии BC 2800, BC 3000, BC 3000+.