

Салфетка медицинская Медбелрос гемостатическая

салфетка, нетканый материал, 90×90 мм / 135×200 мм

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Форма выпуска	салфетка
Состав	нетканый материал
Размер	90×90 мм / 135×200 мм

Дополнительные характеристики

Назначение: для остановки капиллярного кровотечения при поверхностных травмах кожи. Салфетка пропитана 5 % раствором аминокaproновой кислоты.
Возможно изготовление других размеров.

Размеры: 90×90, 135×200 мм. Возможно изготовление других размеров.

Упаковка: индивидуальная упаковку в количестве - 1 шт.

Способ применения: вскрыть пакет, развернуть салфетку, наложить салфетку на рану, прижать и держать 30-40 с, удалить салфетку с раны после остановки кровотечения.