

Сетка хирургическая ULTRAPRO Mesh

ФСЗ 2009/04269

укрепление передней брюшной стенки, полиглекапрон

- 25 / полипропилен, 60×110 мм / 120×100 мм /

150×100 мм / 150×150 мм / 300×300 мм

Johnson & Johnson, Бельгия



Характеристики

Назначение	укрепление передней брюшной стенки
Характеристика материала	полиглекапрон - 25 / полипропилен
Форма	плоская / прямоугольная
Размеры	60×110 мм / 120×100 мм / 150×100 мм / 150×150 мм / 300×300 мм

Описание

Сетка Ultrapro (Ультрапро) изготовлена из примерно равных частей рассасывающегося волокна из полиглекапрона-25 и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна. Большой размер пор и монофиламентные волокна способствуют формированию гибкого рубца, который не нарушает физиологическую подвижность передней брюшной стенки. Сетка ULTRAPRO выдерживает нагрузки в 2 раза превышающие максимальное внутрибрюшное давление. Действие: Сетку Ultrapro (Ультрапро) применяют для постоянной стабилизации брюшной стенки, например, при пластике грыж. Рассасывающаяся часть сетки из полиглекапрона-25 обеспечивает жесткость полипропиленовой части, тем самым облегчая манипулирование сеткой и её позиционирование в ходе процедуры. Показания: Сетка Ultrapro (Ультрапро) предназначена для пластики грыж и прочих фасциальных дефектов брюшной полости, требующих имплантации укрепляющего или перекрывающего материала для получения желаемого хирургического результата. Противопоказания: Сетка Ultrapro (Ультрапро) всегда должна быть отделена от брюшной полости брюшиной. Плоская сетка Ultrapro (Ультрапро) непригодна для введения в паховый канал, например, в качестве тампона. Сетку нельзя применять после планового или неотложного вскрытия желудочно-кишечного тракта. Использование сетки в этих случаях может привести к заражению сетки, что может вызвать инфекцию с последующей необходимостью удаления сетки.