

Система для смешивания и введения цемента Synimix VTP

ФСЗ 2012/11776

набор, для введения костного цемента

SYNIMED s.a.r.l., Франция



Характеристики

Тип	набор
Назначение	для введения костного цемента
Состав набора	корпус миксера / крышка миксера с поршнем для смешивания / гибкая трубка для соединения миксера с вакуумным картриджем / вакуумный картридж поглощения паров / воронка для засыпания компонентов цемента в миксер

Описание

- предотвращение выхода токсичных паров, образуемых при смешивании компонентов цемента;
- отсутствие пузырьков воздуха, образуемых в процессе смешивания;
- обеспечение заполнения шприца цементом напрямую из миксера, без дополнительных коннекторов;
- исключение риска последствий неосторожного обращения и бактериальной контаминации;
- улучшение механических свойств цемента.