

Система радиочастотная INDIBA Activ 701 / 801 / 902 для реабилитационной текар-терапии

РЗН 2015/2983

травмы / спортивная физиотерапия / травмы суставов
/ ревматические заболевания, 448 кГц

INDIBA S.A., Испания



Характеристики

Назначение	травмы / спортивная физиотерапия / травмы суставов / ревматические заболевания
Частота	448 кГц

Дополнительные характеристики

INDIBA Activ - уникальный аппарат **активной клеточной терапии**, в котором высокая мощность и монополярный принцип воздействия сочетаются с особой частотой генерации переменного тока - **448 кГц**. Благодаря этой уникальной частоте и конструкции электродов INDIBA оказывает особенное биомодулирующее воздействие на клетки кожи и подкожножировой клетчатки. Такое воздействие направлено на активацию здоровых клеток и приводит к целому ряду позитивных эффектов.

В отличие от других RF аппаратов INDIBA Activ работает не только за счет глубокого нагрева тканей, но также за счет специфической стимуляции клеток и увеличения локального кровообращения.

Модификация	Мощность	Размеры	Вес
INDIBA Activ 701	CAP 250 VA + RES 65 W	37×40×17 см	10 кг
INDIBA Activ 801	CAP 350 VA + RES 100 W	37×40×17 см	10 кг
INDIBA Activ 902	CAP 450 VA - RES 200 W	46×44×17 см	14 кг

Типы воздействия INDIBA Activ:

1. Клеточная биостимуляция (нетермальная) - увеличивает интенсивность внутриклеточного и межклеточного ионного обмена и обеспечивает эффективную регенерацию тканей.
2. Васкуляризация (термальная) - расширяет кровеносные сосуды, усиливает кровоток, насыщает ткани и клетки кислородом, усиливает метаболизм клеток и стимулирует дренаж.
3. Гиперактивация (гипертермия) - разрушает жировые отложения / жиры, выводит токсины и стимулирует дренаж токсинов, усиливает метаболизм клеток и стимулирует выработку коллагена.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- **Емкостный режим** - подходит для поверхностных, обильно снабженных сосудами тканей. Реакции, вызываемые емкостным режимом, в основном концентрируются в мягких тканях (мышцы, сосудистую / лимфатическую систему), лежащих в непосредственной близости от электрода.
- **Резистивный режим** - подходит для плотных, толстых, жировых и фиброзных тканей. Реакции, вызываемые резистивным режимом, действуют на более глубоких уровнях, и концентрируются на тканях с более высоким сопротивлением, таких как суставы, связки и сухожилия.

Почему частота именно 448 кГц?

Частота 448 кГц усиливает ионную мобилизацию через внутриклеточную и внеклеточную матрицу, которая восстанавливает проницаемость потенциала клеточных мембран. Клеточный электрический баланс оптимизирует восстановление тканей, обеспечивая клетки кислородом и питательными веществами посредством системы кровоснабжения организма. Активизация циркуляции (микроциркуляция и расширение капилляров) стимулирует пролиферацию и фибробластную активность, генерируемую коллагеном. Результатом этого является регенерация тканей, которой способствует частота в 448 кГц.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение времени восстановления (результат уже после первой процедуры).
- Безболезненность, комфорт процедуры.
- Отсутствие ограничений по времени и частоте процедур.
- Показано при острой и хронической фазах заболеваний.
- Минимальное количество противопоказаний.
- Десятки показаний в косметологии, дерматологии, хирургии, реабилитологии, спортивной медицине, гинекологии, трихологии и тд.
- Готовые протоколы проведения процедур с рекомендованными параметрами.

INDIBA Activ применяется в:

- реабилитации
- травматологии и ортопедии
- косметологии
- дерматологии
- пластической хирургии
- гинекологии
- отоларингологии
- лечение боли
- пост-COVID реабилитации (специально разработанные респираторные протоколы)

Перечень показаний для применения INDIBA Activ.

Противопоказания:

- кардиостимуляторы или другие электронные имплантаты;
- беременность;
- тромбофлебит.

Гарантия: 2 года.