

Средство дезинфицирующее Reliance HLD

СГР ВУ.70.06.01.002.Е.002286.07.12

ДВУ, порошок

Steris Corporation, США



Общие параметры

Назначение	ДВУ
Форма выпуска	порошок

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	гот. р-р - 8 мин
-----------------------------	------------------

Дополнительные характеристики

Reliance HLD - дезинфицирующее средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ).

Форма выпуска: одноразовая капсула с сухим порошком.

Применение: используется в репроцессорах эндоскопов Reliance EPS (Steris).

Капсулу необходимо поместить в специальный отсек для средства:



Используется для дезинфекции высокого уровня предварительно очищенных термочувствительных устройств, таких как гибкие эндоскопы, бронхоскопы и инструменты к ним.