

Средство дезинфицирующее Orotol plus для аспирационных установок

СГР RU.77.99.88.002.E.000622.03.20

дезинфекция ИМН + ПСО, концентрат, основное АДВ
ЧАС, фасовка 1 л / 2.5 л

Orochemie GmbH + Co.KG, Германия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	ЧАС
Фасовка	1 л / 2.5 л

Дополнительные характеристики

Не образующий пены жидкий концентрат для одновременной дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы.
Удаляет биопленку и предотвращает загрязнение кровью и белками. Решение для зараженных аспирационных установок - обеспечивает надежную защиту от инфекций. Проверенная совместимость с материалами - рекомендуется ведущими производителями оборудования.