

Средство дезинфицирующее MD 520 (МД 520) для оттисков и зубных протезов

СГР RU.77.99.88.002.E.004227.09.18

дезинфекция ИМН + ПСО, готовый раствор, основное
АДВ альдегиды, фасовка 2.5 л / 10 л

Orochemie GmbH + Co.KG, Германия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО
Форма выпуска	готовый раствор
Основное АДВ	альдегиды
Состав	глутаровый альдегид, ЧАС
Фасовка	2.5 л / 10 л

Дополнительные характеристики

Не содержащий спирта готовый раствор для эффективной и щадящей дезинфекции и очистки слепков, зубных протезов и т. д.

Применяется для альгинатов, силиконов, полиэфирных резин, гидроколлоидов, полисульфидов. Высокая точность гипсовой рабочей модели благодаря эффективной степени очистки. Не оказывает отрицательного влияния на стабильность размеров или совместимость с гипсом.