

Средство дезинфицирующее ID 220 (ИД 220) для вращающихся инструментов

СГР RU.77.99.88.002.E.003521.08.18

дезинфекция ИМН + ПСО, готовый раствор, основное
АДВ спирты, рабочий раствор 7 суток, фасовка 2.5 л

Orochemie GmbH + Co.KG, Германия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО
Форма выпуска	готовый раствор
Основное АДВ	спирты
Срок годности рабочего раствора	7 суток
Фасовка	2.5 л

Дополнительные характеристики

Готовый к применению раствор с абсолютно вирулицидным действием для очистки и дезинфекции вращающихся инструментов.

Эффективная очистка особенно мелких структур боров и фрез. Предотвращает коррозию и обладает длительной сроком использования готового раствора (7 дней). Очень короткое время воздействия.