

Средство очищающее Prolystica Restore

СГР RU.23.KK.08.015.E.001201.09.16

способ обработки механизированный / ручной, для
очистки ИМН / для нейтрализации ИМН, ПСО изделий
медицинского назначения, 4 л / 10 л



Steris Corporation, США

Характеристики

Состав	щавелевая и лимонная кислота
Способ применения	механизированный / ручной
Назначение	для очистки ИМН / для нейтрализации ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Фасовка	4 л / 10 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Prolystica Restore - кислотное жидкое очищающее средство, предназначенное как **для машинной** так и **для ручной очистки**.

Средство **удаляет загрязнения** (накипь, солевые отложения, минеральные, следы коррозии и т.п.) с медицинского инструментария, **нейтрализует** щелочные остатки моющих средств и **пассивирует** поверхность хирургических инструментов из нержавеющей стали.

- Состав:** смесь щавелевой и лимонной кислот (не содержит фосфатов).
- Пенообразование:** низкое (можно применять в дезинфицирующих машинах).
- Фасовка:** 4 л / 10 л.