

Средство очищающее Prolystica Ultra нейтральное

СГР RU.23.KK.08.015.E.001203.09.16

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения /
эндоскопов и инструментов к ним, 5 л / 10 л

Steris Corporation, США



Характеристики

Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Фасовка	5 л / 10 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН нейтральный	Да
----------------	----

Дополнительные характеристики

Prolystica Ultra Concentrate Neutral Detergent - нейтральное жидкое очищающее средство, предназначенное для автоматической очистки медицинских инструментов и устройств.

Средство с **нейтральным рН** - не портит изделия из **алюминия, меди, латуни** и других чувствительных материалов.

Содержит ингибиторы коррозии для защиты инструментов.

Пенообразование: низкое (средство применяется в дезинфицирующих машинах).

Фасовка: 5 л / 10 л.