

Светильник операционный Sim.HALX 500

ФСЗ 2012/11792

операционный, потолочный / передвижной,
галогенный, куполов 1 шт., освещенность 100 кЛк,
4300K, увеличение глубины освещения

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	100 кЛк
Цветовая температура	4300K
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	140-200 мм
Срок службы источника света	1000 ч

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Sim. HALX 500 – современный светильник, он необходим при проведении любых хирургических операций. Этот прибор дает интенсивное освещение. При его производстве используется технология, благодаря которой не возникает тени. Кроме того, в результате наличия двух источников света, предоставляется возможность проведения даже самых сложных операций.

Особенности:

- свет распространяется однородно по всему освещаемому пространству, благодаря чему, находящегося на операционном столе больного можно осматривать со всех сторон.;
- имеется отражающий элемент, состоящий из эллипсоидов и покрытия, за счет которого, в каждой точке освещаемого пространства свет распределяется равномерно. Качество цветопередачи высокое, в связи с этим, эффективность проводимых операций возрастает, а ошибки – практически исключаются;

- использование данного приспособления благотворно сказывается на состоянии специалиста, глаза не устают при работе. В этом заслуга цветопреобразующего фильтра, позволяющего легко определять нужные мягкие ткани. К тому же, этот элемент поглощает инфракрасное излучение.

Операционный светильник Sim.HALX 500 с потолочным креплением

- для его установки не нужно выделять дополнительное место в помещении;
- не создает помехи во время работы;
- свет сосредотачивается в одном месте.

Операционный светильник Sim.HALX 500 с напольным основанием

Место осмотра пациента не привязано к светильнику. Прибор можно использовать и в тех случаях, когда необходима дополнительная подсветка.