

Тест-полоски Контур Плюс

РЗН 2015/2584

фотометрический метод, 25 шт. / 50 шт.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Швеция



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Диапазон определений	0.6-33.3 ммоль/л
Количество в упаковке	25 шт. / 50 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски Contour Plus (Контур Плюс) для глюкометра Contour Plus (Контур Плюс)

Тип пробы: позволяет тестировать цельную венозную кровь, свежую цельную капиллярную кровь, полученную из подушечки пальца, а также кровь, полученную из альтернативных мест, например, ладони.

Количество: 25 шт. / 50 шт.

Совместимость: Глюкометр Контур Плюс (Contour Plus)

Диапазон определений: 0.6 - 33.3 ммоль/л