

Тест-полоски Акку-Чек Актив

ФСЗ 2008/01205

фотометрический метод, время тестирования 10 сек.,
результат через 5 сек., 10 шт. / 50 шт. / 100 шт.

Roche Diabetes Care GmbH, Германия



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Время тестирования	10 сек.
Результат тестирования	5 сек.
Количество пробы крови	2 мкл
Диапазон определений	- ммоль/л
Количество в упаковке	10 шт. / 50 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски для глюкометра Accu-Chek Active для определения глюкозы в крови

Подходит для глюкометров следующих моделей: «Акку-Чек Актив», «Акку-Чек Актив Нью» – время измерения 5 сек / «Глюкотренд» и «Глюкотренд 2» – время измерения 10 сек.

Размер капли крови: 1-2 мкл.

Температура хранения: +2 - + 30°C.

Визуальный контроль: путем сравнения цвета круглого окошка на обратной стороне тест-полоски с цветовой шкалой на тубусе.

С помощью контрольного раствора: результаты измерения, проведенного с помощью контрольных растворов должны попадать в диапазоны для низких и высоких сахаров, которые приведены на тубусе.

В упаковке: 10 / 50 / 100 шт.