

Тест-система «Авто Синий Д-димер 400» / Auto Blue D-Dimer 400, кат. № 5552

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, другое

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	другое
Назначение	определение фрагментов Д-димера
Фасовка	- тестовый реагент «Д-димер Синий латекс» – 2 шт. × 3 мл - тестовый реагент «Д-димер Синий буфер» – 2 шт. × 7 мл - тестовый реагент «Д-димер дилуент» – 1 шт. × 7 мл - тестовый реагент «Д-димер калибратор» – 1 шт. × 1 мл

Описание

Тест-система «Авто Синий Д-димер 400» является иммунотурбидиметрическим исследованием, предназначенным для количественного определения фрагментов Д-димера в цитратной человеческой плазме с использованием полуавтоматических и полностью автоматических приборов с длиной волны в диапазоне 350 - 600 нм.

Основные характеристики:

- метод латексной агглютинации;
- количественное определение;
- жидкие готовые к использованию компоненты;
- нет эффекта прозоны до 100 000 нг/мл;
- прогностическая ценность отрицательного результата 99%, пороговое значение в 200 нг/мл;
- наборы различного формата.