

Тромбопластин L / Thromboplastin L, кат. № 5265L

ФСЗ 2011/11270

система открытая, протромбиновое время

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	протромбиновое время
Назначение	определение протромбинового времени, исследования внешнего каскада свертывания и мониторинг пероральной антикоагулянтной терапии
Фасовка	- тромбопластин LI – 10 шт. × 2.5 мл - хлорид кальция (0,025M) – 10 шт. × 2.5 мл

Описание

Тест-система «**Тромбопластин L**» изготовлена из мозговой ткани кролика и используется для определения протромбинового времени, исследования внешнего каскада свертывания и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии в цитратной человеческой плазме. Жидкий Тромбопластин с МИЧ ~1.0-1.1 производится по оригинальной технологии Леона Поллера. Набор состоит из двух жидких компонентов: суспензии ткани мозга кролика с фосфолипидами и 0,025 М кальция хлорида. Компоненты используются для приготовления рабочего раствора в соотношении 1:1.

Основные характеристики:

- готовые к использованию жидкие реагенты;
- установленные специфичные к различным анализаторам и методам исследования (включая мануальный метод) значения МИЧ в диапазоне от 1,00 до 1,10;
- возможность одновременного определения ПВ и расчетного фибриногена;
- низкая вариабельность МИЧ между различными лотами (менее 3.5%) и CV 1,1%;
- МНО с целью контроля терапии непрямыми антикоагулянтами даже на фоне применения гепарина.