

Тест-система «Фибриноген по Клауссу 100» / Clauss Fibrinogen 100, кат. № 5376

ФСЗ 2011/11270

система открытая, фибриноген

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибриноген
Назначение	количественное определение фибриногена
Фасовка	тромбин (100 НИН/мл) – 5 шт. × 2 мл калибратор фибриногена – 2 шт. × 1 мл буфер Оурена – 2 шт. × 25 мл каолиновая суспензия (0.5 г/л) – 2 шт. × 5 мл

Описание

Тест-система «**Фибриноген по Клауссу 100**» / Clauss Fibrinogen 100 предназначена для количественного определения фибриногена в цитратной человеческой плазме. Избыток тромбина (>30 НИН ед./мл) добавляется к человеческой плазме для превращения фибриногена в фибрин, время коагуляции прямо пропорционально концентрации фибриногена.

Основные характеристики:

- бычий тромбин;
- 100 НИН ед./мл;
- линейная калибровка от 1.5 - 6.5 г/л;
- подходит для использования с большинством, полуавтоматических и автоматических приборов.