

Тест-система «Скрининг на волчаночные антикоагулянты» / DRVVT Screen, кат. № 5484

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, волчаночные антикоагулянты

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	волчаночные антикоагулянты
Назначение	определения волчаночных антикоагулянтов
Фасовка	тестовый реагент DRVVT-скрининг – 10 шт. × 2 мл

Описание

Тест-система «**Скрининг на волчаночные антикоагулянты**» / DRVVT Screen предназначена для количественного определения волчаночных антикоагулянтов в цитратной человеческой плазме. Яд гадюки Рассела напрямую активизирует фактор X к фактору Ха в присутствии фосфолипидов и кальция. Тест-система «Скрининг на волчаночные антикоагулянты» предназначена для использования совместно с тест-системой «Подтверждение на волчаночные антикоагулянты».

Основные характеристики:

- простые и надежные в использовании однокомпонентные реагенты;
- использование на автоматических и полуавтоматических анализаторах;
- отсутствие чувствительности к гепарину до 1 МЕ/мл;
- рекомендованный метод ВОЗ и Международным Научным Обществом Тромбоза и Гемостаза (ISTH).