

Тест-система «Тромбиновое время» / Thrombin Time, кат. № 5392

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena
Biosciences, тромбиновое время

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	тромбиновое время
Назначение	определение тромбинового времени
Фасовка	тромбиновое время – 10 шт. × 2 мл

Описание

Тест-система «**Тромбиновое время**» / Thrombin Time предназначена для определения тромбинового времени в цитратной плазме.

Основные характеристики:

- бычий тромбин;
- 10 NIH ед./мл;
- подходит для использования с большинством полуавтоматических и автоматических приборов.