

Тест-системы для определения аллерген-специфических IgE антител REAST (Ломкие стрипы 8 лунок)

ФСЗ 2007/00940

формат АлГ в жидкой форме, аллергены бытовые / грибковые / лекарственные / пищевые / профессиональные / пыльцевые, ИФА специфический IgE, исследуемый материал плазма / сыворотка / цельная кровь, количество тестов 2.8 мл (27 тетсов)

Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH, Германия



Характеристики

Формат	АлГ в жидкой форме
Аллергены	бытовые / грибковые / лекарственные / пищевые / профессиональные / пыльцевые
ИФА	специфический IgE
Исследуемый материал	плазма / сыворотка / цельная кровь
Достоверность	92-99.8 %
Количество тестов	2.8 мл (27 тетсов)
Время определения	-180 мин

Дополнительные характеристики

Наборы реагентов предназначены для количественного определения содержаний концентрации специфических IgE-антител методом реверсивного иммуноанализа REAST в сыворотке (плазме) крови. Метод исключает перекрёстные неспецифические реакции с иммуноглобулинами других классов A, G, M, D в результате чего исключается получения ложноотрицательных результатов.

Использование биотин-стрептавидинового комплекса дополнительно усиливает сигнал, что увеличивает чувствительность теста в разы. Измерение оптической плотности проводится на любом современном планшетном спектрофотометре при длине волны 450 / 620 нм, а значит повышает точность анализа и расширяет диапазон определяемых концентраций sIgE. Легко адаптируется к автоматизированным системам, что особенно удобно при проведении большого количества исследований. Возможна ручная промывка.