

Транспортная среда Амиеса без активированного угля / Amies Transport Medium

ФСЗ 2009/03708

агар, Амиеса, 100 шт. в уп.

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Амиеса
Назначение	для выделения аэробных и анаэробных, а также прихотливых микроорганизмов из горла, влагалища и раневого отделяемого
Фасовка	100 шт. в уп.

Дополнительные характеристики

Транспортная система со средой Амиеса HiMedia Laboratories Pvt. Limited без угля угля рекомендована для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих *E.coli*, *K.pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Streptococcus pneumoniae* и другие микроорганизмы. Каждая упаковка содержит 100 стерильных полистироловых пробирок со средой Амиеса, стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке, пробкой.

Виды:

- MS684-100NO - система транспортная со средой Амиеса **с активированным углем** в полистирольной пробирке;
- MS684**S**-100NO - система транспорт.со средой Амиеса **без угля** в полистирольной пробирке **с тамп. на метал. пал.**

Технические характеристики

Комплект транспортной системы включает в себя пробирку в виде «песочных часов» с транспортной средой и стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке.

Каждая пробирка с транспортной средой имеет этикетку на русском языке в том числе содержит поле для записи информации о пациенте.

Каждая упаковка транспортной системы имеет полиграфическую этикетку с инструкцией по применению на русском языке с указанием назначения транспортной системы.

Состав, грамм/литр:

- натрия хлорид 3.00;
- калия хлорид 0.20;

- кальция хлорид 0.10;
- магния хлорид 0.10;
- калия дигидрофосфат 0.20;
- натрия гидрофосфат 1.15;
- натрия тиогликолят 1.00;
- агар-агар 4.00.

Конечное значение pH (при 25°C) 7.2 ± 0.2 .

Транспортные системы хранить при температуре не выше 25°C. Не допускать замораживания.