

Тренажер лестница-брусья Альтерстеп

РЗН 2014/1927

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает голеностопный сустав / коленный сустав

НПФ Реабилитационные технологии ООО, Россия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	голеностопный сустав / коленный сустав
Положение пациента	стоя
Максимальный вес пациента	150 кг
Показания к применению	неврологические заболевания, сосудистые заболевания мозга
Размеры	800×1350×1000 мм
Масса	300 кг

Описание

Тренажер предназначен для проведения тренировки мышц опорнодвигательного аппарата и реабилитации после сосудистых заболеваний мозга и ДЦП, сочетает в себе лестницу и брусья (с регулировкой по высоте и ширине) для упражнений в ходьбе и подъема по лестнице. Тренажер состоит из четырех ступеней, высота которых может регулироваться от 0 до 15 см с помощью электрического привода (актуатора). Устройство оснащено регулируемыми по высоте и ширине поручнями.

В плоском положении тренажер используется как традиционные параллельные брусья. Тренажер предназначен для применения в реабилитационных центрах, физиотерапевтических клиниках, поликлиниках, нейро и кардио - реабилитационных отделениях.

Врач может поднимать высоту ступеней исходя из индивидуальных особенностей пациента, таким образом, каждое терапевтическое занятие может проводиться с учетом индивидуальных особенностей пациента и позволяет добиться прогресса в лечении. Благодаря тренажеру начинается восстановление двигательных функций нижних конечностей возможно уже на ранних стадиях реабилитации. Такой подход позволяет ускорять процесс выздоровления пациентов.

Преимущества:

- ☐увеличивает мотивацию пациентов;
- ☐способствует преодолению психологического барьера «первого шага»;

- ☐ экономит силы и время терапевта;
- ☐ упрощает анализ динамики лечения;
- ☐ может быть использован пациентом для самостоятельной тренировки.

Варианты комплектаций:

- с короткой рампой – 600 мм;
- с длинной рампой – 900 мм;
- с двумя рампами – по 600 мм.