

Тренажер CHESTER CHEST V400P по отработке катетеризации центральных вен

торс, для катетеризации центральных вен

Gaumard, США



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для катетеризации центральных вен
Состав	- вставка для отработки затрудненного доступа к блуждающим или смещенным устройствам - вставка для отработки затрудненного доступа, имитирующая наклонное или перевернутое устройство - вставка для отработки затрудненного доступа, имитирующая глубоко имплантированное устройство при доступе через наружный лоскут ткани - наружный лоскут ткани имитирует ткань человека. Кожа двигается при пальпации - центральный венозный катетер - периферически вводимый катетер - резервуары с кровью, трубки, тальк - мягкая сумка для ношения - руководство по эксплуатации

Дополнительные характеристики

Реалистическая модель торса со съемной правой рукой, позволяющая приобретать и демонстрировать навыки работы с устройствами долгосрочного сосудистого доступа: с имплантируемыми портами, центральными венозными катетерами и периферически вводимыми центральными катетерами. Кроме того, симулятор поставляется со вставками для отработки следующих затрудненных видов доступа: глубоко расположенный, наклонный или перевернутый, а также блуждающий или смещенный порт. Дистальные концы каждого устройства подсоединены к резервуару с имитированной кровью, что позволяет выполнять инфузию жидкости или забор крови.