

Тренажер реабилитационный MedPribor Manum для пальцев и кистей рук

Г004-00110-00/03788971

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает суставы кисти

МедПрибор ООО, Россия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	суставы кисти
Положение пациента	сидя

Описание

Тренажер MedPribor Manum предназначен для тренировки и восстановления функций пальцев и кисти руки в период реабилитации.

Принцип действия тренажера Manum

- Конструктивно представляет собой стол на металлическом основании с 12 тренировочными модулями для отработки отдельных движений кисти и пальцев и вертикальным корпусом с четырьмя независимыми грузоблоками для регулировки сопротивления.
- В процессе выполнения упражнения пациент прикладывает мышечную силу к рукоятке модуля, преодолевая сопротивление, создаваемое грузами через систему тросов и роликов. Нагрузка подбирается лечащим врачом индивидуально для каждого пациента и каждого модуля.

□ На тренажере могут одновременно заниматься до 4 пациентов.

Тренировочные модули

12 модулей тренажера охватывают основные движения кисти, пальцев и предплечья:

- сгибание и разгибание пальцев, большого пальца и запястья;
- пронация и супинация кисти и предплечья;
- боковой и щипковый хват, сжатие кистью;
- вращательные и тяговые движения кистью.

Нагрузка на каждом модуле регулируется независимо: в состав тренажера входят 4 грузоблока по 6 съемных грузов.

Технические характеристики

Количество тренировочных модулей	12 модулей
Количество одновременно занимающихся пациентов	до 4 пациентов
Количество грузоблоков	4 шт.
Количество грузов в грузоблоке	6 шт.
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	1380×1380×1290 мм
Масса	118 кг