

Диагностический реагент Dialab Триглицериды GPO-PAP

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, липидный профиль,
триглицериды, метод определения
колориметрический, конечная точка, возрастающая
реакция, GPO-PAP, объем 50 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	триглицериды
Метод	колориметрический, конечная точка, возрастающая реакция, GPO-PAP
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл
Состав набора	5x50 ml

Дополнительные характеристики

Триглицериды, Triglycerides, GPO-PAP

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) триглицеридов в сыворотке и плазме человека с использованием фотометрических систем анализа.

Метод теста - колориметрический, конечная точка, возрастающая реакция, GPO-PAP.