

Цемент костный рентгеноконтрастный Synicem 1

ФСЗ 2012/11776

цемент, применение дигитальное (пальцевидное),
акрил, время введения 7 мин, 20 г порошка на 10 мл
жидкости, вязкость средняя

SYNIMED s.a.r.l., Франция



Характеристики

Тип	цемент
Применение	дигитальное (пальцевидное)
Состав	акрил
Время введения	7 мин
Пропорции для введения за указанное время	20 г порошка на 10 мл жидкости
Вязкость	средняя

Описание

Рентгеноконтрастный акриловый костный цемент с средней вязкостью. Быстрое введение — 7 минут (20 г порошка на 10 мл жидкости). Для дигитального (пальцевидного) применения.