

Цемент костный рентгеноконтрастный Synicem 1G

ФСЗ 2012/11776

применение дигитальное (пальцевидное), акрил / гентамицин, время введения 7 мин, 20 г порошка на 10 мл жидкости, вязкость средняя

SYNIMED s.a.r.l., Франция



Характеристики

Применение	дигитальное (пальцевидное)
Состав	акрил / гентамицин
Время введения	7 мин
Пропорции для введения за указанное время	20 г порошка на 10 мл жидкости
Вязкость	средняя

Описание

Рентгеноконтрастный акриловый костный цемент с гентамицином с средней вязкостью. Быстрое введение — 7 минут (20 г порошка на 10 мл жидкости). Для дигитального (пальцевидного) применения.