

Центрифуга MPW 380R

ФСЗ 2011/11085

18000 об/мин, температура -20 °C, дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	18000 об/мин
Температура в камере	-20 °C
Дисплей	Да
Размеры	455×715×650 мм
Масса	118 кг
Комплектующие	- Роторы для MPW-380R

Описание

Центрифуга лабораторная MPW-380R рефрижераторная – универсальная модель лабораторной центрифуги с охлаждением. Прибор совместим с широким набором угловых и горизонтальных роторов, и дополнительными аксессуарами позволяет центрифугировать большое количество проб за один цикл (более 100 мест) в пробирках и сосудах различного объема (от 0,2 до 500 мл), а также в микропланшетах. Наличие программы предварительного охлаждения с центрифугированием и/или без, сверхточного температурного контроля обеспечивает проведение анализа термочувствительных образцов. Прибор находит применение в медицинских, фармацевтических, производственных и других лабораториях.

Технические характеристики:

- интерфейс на русском языке в том числе (10 языков в меню)
- современная система программирования параметров центрифугирования
- функция отложенного старта
- обеспечивается температура +4°C при максимальной скорости каждого ротора
- начало работы по достижению заданного значения температуры
- предварительное охлаждение без / с центрифугированием, охлаждение после его окончания, точная стабилизация температуры
- 100 программ пользователя
- 10 характеристик ускорения / торможения;
- программирование многоступенчатых кривых ускорения / торможения
- 2 способа отсчета времени: с момента запуска или с момента достижения заданной скорости

- возможность одновременного отображения установленных и реальных значений скорости, ускорения, времени и температуры на дисплее
- регулировка скорости и относительного центробежного ускорения (RPM / RCF)
- ручная установка радиуса центрифугирования (с автоматической корректировкой RCF)
- возможность изменения рабочих параметров во время центрифугирования
- блокировка выбранных функций, защита паролем
- автоматическая идентификация типа ротора
- автоматическое открывание крышки после завершения процесса центрифугирования
- моторизованная блокировка крышки
- режим непрерывной работы HOLD
- режим кратковременного центрифугирования SHORT
- ручная настройка плотности у образцов со значением более 1,2 г/см³ (с автоматической корректировкой максимальной скорости)
- USB разъем - возможность подключения к ПК для регистрации параметров центрифугирования