

Установка магнитотерапевтическая Магнитотурботрон Стандарт

РЗН 2016/3707

стационарный, низкочастотный, 50-150 Гц, 3 мТл

ММЦ МАДИН ООО НПФ, Россия



Характеристики

Вид	стационарный
Тип	низкочастотный
Частота импульсов	50-150 Гц
Магнитная индукция	3 мТл
Размер	1770×960×1120 мм
Вес	450 кг

Описание

Аппарат Магнитотурботрон Стандарт - физиотерапевтическая установка для общесистемной магнитотерапии, в основе работы которой лежит **принцип общей магнитотерапии**, одновременного воздействия магнитным полем на весь организм пациента.

Подобный эффект достигается за счет формы установки в виде медицинской капсулы с индуктором крупного размера внутри.

В ходе работы магнитотурботрон создает **однородное вращающееся магнитное поле мощностью до 3 мТл** вокруг пациента, единовременно влияя на все системы организма.

Особенности:

- Одновременное воздействие магнитным полем на весь организм пациента.
- Пролонгированный эффект процедур.
- Эффективнее местной магнитотерапии.
- Высокий уровень биотропности в сравнении с иными типами магнитотерапевтических устройств.
- Возможность применения в лечении заболеваний, реабилитации и профилактике.
- Широкий спектр применения.
- Нетепловое воздействие.

Показания Магнитотурботрон:

- артрит
- остеохондроз
- переломы
- хронические патологии ЖКТ
- сахарный диабет
- иммуносупрессия

- доброкачественные опухоли
- зависимость от алкоголя или опиатных наркотиков
- простатит
- миома матки
- гипертоническая болезнь
- воспаление дыхательных путей
- гастрит
- холецистит
- неосложненный панкреатит
- вегето-сосудистая дистония
- синдром хронической усталости
- моче- и желчнокаменная болезнь
- хронические кожные заболевания

Противопоказания Магнитотурботрон:

Противопоказано применение магнитотурботрона лицам с гипертонической болезнью 3 степени, имеющим сердечную недостаточность, страдающим болезнями крови и тем, у кого установлен кардиостимулятор. Нельзя выполнять процедуру при беременности, простудных заболеваниях, усиленной работе щитовидной железы.

Габариты:

- лечебная камера (без ложементов): 1770×960×1120 мм;
- внутренний диаметр лечебной камеры: 715 мм;
- длина лечебной камеры с задвинутым/выдвинутым ложементом: 2160/3190 мм.
- необходимая площадь помещения: не менее 10 кв.м.