

Устройство для искусственного кровообращения Terumo Advanced Perfusion System 1

ФСЗ 2010/08819

датчик гематокрита / гемоглобина / потока/пузырьков / температуры, работа от батареи 105 мин, сигнал тревоги

Terumo Cardiovascular Systems Corporation, США



Характеристики

Датчики	гематокрита / гемоглобина / потока/пузырьков / температуры
Время работы от батареи	105 мин
Сигнал тревоги	Да
Размеры	574×894×673 мм
Масса	118 кг

Дополнительные характеристики

Быстрый, интуитивно понятный доступ к информации через экран центрального монитора управления (ЦМУ):

Графический интерфейс ЦМУ обеспечивает централизованное отображение сообщений в интуитивной понятной форме и с использованием цветных значков. Реакция на сообщения, касающиеся предупреждений и тревог, осуществляется в одно или два касания экрана.

Резервные элементы управления:

Управление роликовыми насосами и электронным смесителем газов осуществляется как на панелях самих устройств, так и через ЦМУ, что обеспечивает дублирование системы и разные способы регулировки скорости.

Регулировка окклюзии «на лету»:

Механизм окклюзии роликового насоса «по щелчку» дает возможность регулировки на работающем насосе. Чтобы отрегулировать настройку окклюзии, останавливать роликовый насос не нужно.

Самонастраивающиеся зажимы магистралей в роликовом насосе устраняют необходимость использования сменных вставок.

Увеличенное время работы от батареи:

Система обеспечивает работу в течение, как минимум, 60 минут от внутренней резервной батареи. Число оставшихся минут четко отображается на значке батареи на экране ЦМУ, предоставляя важную информацию

пользователям.

Однонаправленный ручной привод для насоса обеспечивает вращение рукоятки и поток только в правильном направлении.