

Устройство для введения Medtronic Quick-Serter MMT-395

ФСЗ 2011/10170

устройство для введения катетера

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	устройство для введения катетера
-----	----------------------------------

Описание

Устройство для введения Quick-Serter (Квик Сертер) MMT-395 может использоваться для введения канюли из любого одноименного инфузионного набора (Quick-Set). Постоянная глубина ввода при каждой операции обеспечивает оптимальное поступление инсулина. Заряженное устройство Quick-Serter (с установленной в него инфузионной системой во взведенном состоянии) не должно располагаться над той частью тела, где установка инфузионной системы нежелательна. Устройство требует использования совместимой с ним и исправной инфузионной системы во избежание травм. Дополнительная информация о материале: цилиндр: поликарбонат, ходовой механизм: нейлон, кнопка отжатия: поликарбонат, кнопка зажима: делрин, пружина для зажима: нержавеющая сталь.