

Устройство для введения Medtronic Enlite Serter MMT-7510

РЗН 2013/785

устройство для введения сенсора

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	устройство для введения сенсора
-----	---------------------------------

Описание

Enlite Serter MMT-7510 используется исключительно для введения сенсоров MMT 7008, поэтому не стоит пытаться пользоваться этим устройством для введения канюль или каких-либо других инъекций. Введение должно производиться под углом в 90 градусов и при правильном проведении операции быть полностью безболезненным. Этот факт позволяет легко использовать сертер детям, которые часто не переносят боли и отказываются использовать необходимые для их жизни приборы. Угол введения - 90 градусов. Удобное и безболезненное введение сенсора. При введении игла незаметна. Для введения необходимо нажать только одну кнопку.