

Воздуховод ларингеальный масочный LMA Fastrach №3, 4, 5 многоразовый

ФСЗ 2008/02313

маска многоразовая, размер 3 / 4 / 5

Teleflex Medical, Ирландия



Характеристики

Тип	многоразовая
Материал	силикон
Размер	3 / 4 / 5
Возрастная категория	для подростков весом 30-50 кг / для взрослых весом 50-70 кг / для взрослых весом 70-100 кг

Дополнительные характеристики

LMA Fastrach™ можно установить одной рукой из любого положения: без разгибания головы и сгибания шеи пациента; из нейтрального положения, и без введения пальца в рот пациента. В связи с тем, что воздуховод может быть использован как самостоятельное устройство, во время попыток интубации возможно проведение адекватной вентиляции. Это уменьшает вероятность возникновения эпизодов снижения сатурации, и оксигенация крови пациента остается постоянной. Воздуховодное устройство LMA Fastrach™ предназначено для использования в качестве альтернативы лицевой маске для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей во время анестезии и неотложных анестезиологических пособий. Также его применение показано в случае прогнозируемых или неожиданных сложностей в обеспечении проходимости дыхательных путей и проводника для интубации трахеи. Воздуховод не должен использоваться в качестве замены ЭТТ.

- Воздуховод (интубирующая ларингеальная маска) LMA Fastrach — идеальный выбор при анатомически «трудных дыхательных путях».

Многоразового использования;

- LMA Fastrach - специально сконструирован для применения в случаях сложной интубации и для проведения эндоскопических манипуляций;
- Интубация может проводиться без прерывания снабжения пациента кислородом;
- Для использования с LMA Fastrach была разработана специальная эндотрахеальная трубка - прямая, манжетная, армированная силиконовая трубка;

Основные преимущества:

- Очень высокий уровень успешных установок с первой попытки;
- немедленный контроль за проходимостью дыхательных путей;
- быстрая оксигенация;
- LMA Fastrach - устройство многоразового использования, которое может подвергаться очистке и автоклавному 40 раз, перед тем как станет непригодным к использованию.

