


СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ *Flexus*[®] с системой доставки Rapid Exchange (Rx)



Стальной коронарный стент повышенной гибкости

- инновационный дизайн стента для его чрезвычайной эластичности и прочности
- предназначен для узких и извитых сосудов
- низкий профиль входа и легкость прохождения по сосудам

Технические данные

Материал стента	Сталь 316LVM
Номинальный диаметр стента	2,00 мм – 4,50мм
Номинальная длина стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенки стента	0.115 мм
Видимость в рентгеновских лучах	Очень хорошая
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасный
Совместимость с проводником	Макс. 014"
Совместимость с катетером	5F (0.56")*
Радиальная сила	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.036"***
Диаметр проксимальной части	1.8F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5 F/0.84 мм
Время раздувания и сдувания	Очень короткое
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64")

*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814F	2.00 мм / 8 мм	ZSTC3.00x0814F	3.00 мм / 8 мм	ZSTC3.75x0814F	3.75 мм / 8 мм
ZSTC2.00x1014F	2.00 мм / 10 мм	ZSTC3.00x1014F	3.00 мм / 10 мм	ZSTC3.75x1014F	3.75 мм / 10 мм
ZSTC2.00x1214F	2.00 мм / 12 мм	ZSTC3.00x1214F	3.00 мм / 12 мм	ZSTC3.75x1214F	3.75 мм / 12 мм
ZSTC2.00x1514F	2.00 мм / 15 мм	ZSTC3.00x1514F	3.00 мм / 15 мм	ZSTC3.75x1514F	3.75 мм / 15 мм
ZSTC2.00x1814F	2.00 мм / 18 мм	ZSTC3.00x1814F	3.00 мм / 18 мм	ZSTC3.75x1814F	3.75 мм / 18 мм
ZSTC2.00x2214F	2.00 мм / 22 мм	ZSTC3.00x2214F	3.00 мм / 22 мм	ZSTC3.75x2214F	3.75 мм / 22 мм
ZSTC2.00x2514F	2.00 мм / 25 мм	ZSTC3.00x2514F	3.00 мм / 25 мм	ZSTC3.75x2514F	3.75 мм / 25 мм
		ZSTC3.00x2914F	3.00 мм / 29 мм	ZSTC3.75x2914F	3.75 мм / 29 мм
ZSTC2.25x0814F	2.25 мм / 8 мм	ZSTC3.00x3414F	3.00 мм / 34 мм	ZSTC3.75x3414F	3.75 мм / 34 мм
ZSTC2.25x1014F	2.25 мм / 10 мм	ZSTC3.00x3614F	3.00 мм / 36 мм	ZSTC3.75x3614F	3.75 мм / 36 мм
ZSTC2.25x1214F	2.25 мм / 12 мм	ZSTC3.00x3814F	3.00 мм / 38 мм	ZSTC3.75x3814F	3.75 мм / 38 мм
ZSTC2.25x1514F	2.25 мм / 15 мм	ZSTC3.00x4014F	3.00 мм / 40 мм	ZSTC3.75x4014F	3.75 мм / 40 мм
ZSTC2.25x1814F	2.25 мм / 18 мм				
ZSTC2.25x2214F	2.25 мм / 22 мм	ZSTC3.25x0814F	3.25 мм / 8 мм	ZSTC4.00x0814F	4.00 мм / 8 мм
ZSTC2.25x2514F	2.25 мм / 25 мм	ZSTC3.25x1014F	3.25 мм / 10 мм	ZSTC4.00x1014F	4.00 мм / 10 мм
ZSTC2.25x2914F	2.25 мм / 29 мм	ZSTC3.25x1214F	3.25 мм / 12 мм	ZSTC4.00x1214F	4.00 мм / 12 мм
		ZSTC3.25x1514F	3.25 мм / 15 мм	ZSTC4.00x1514F	4.00 мм / 15 мм
ZSTC2.50x0814F	2.50 мм / 8 мм	ZSTC3.25x1814F	3.25 мм / 18 мм	ZSTC4.00x1814F	4.00 мм / 18 мм
ZSTC2.50x1014F	2.50 мм / 10 мм	ZSTC3.25x2214F	3.25 мм / 22 мм	ZSTC4.00x2214F	4.00 мм / 22 мм
ZSTC2.50x1214F	2.50 мм / 12 мм	ZSTC3.25x2514F	3.25 мм / 25 мм	ZSTC4.00x2514F	4.00 мм / 25 мм
ZSTC2.50x1514F	2.50 мм / 15 мм	ZSTC3.25x2914F	3.25 мм / 29 мм	ZSTC4.00x2914F	4.00 мм / 29 мм
ZSTC2.50x1814F	2.50 мм / 18 мм	ZSTC3.25x3414F	3.25 мм / 34 мм	ZSTC4.00x3414F	4.00 мм / 34 мм
ZSTC2.50x2214F	2.50 мм / 22 мм	ZSTC3.25x3614F	3.25 мм / 36 мм	ZSTC4.00x3614F	4.00 мм / 36 мм
ZSTC2.50x2514F	2.50 мм / 25 мм	ZSTC3.25x3814F	3.25 мм / 38 мм	ZSTC4.00x3814F	4.00 мм / 38 мм
ZSTC2.50x2914F	2.50 мм / 29 мм	ZSTC3.25x4014F	3.25 мм / 40 мм	ZSTC4.00x4014F	4.00 мм / 40 мм
ZSTC2.50x3414F	2.50 мм / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814F	3.50 мм / 8 мм	ZSTC4.50x0814F	4.50 мм / 8 мм
ZSTC2.75x0814F	2.75 мм / 8 мм	ZSTC3.50x1014F	3.50 мм / 10 мм	ZSTC4.50x1014F	4.50 мм / 10 мм
ZSTC2.75x1014F	2.75 мм / 10 мм	ZSTC3.50x1214F	3.50 мм / 12 мм	ZSTC4.50x1214F	4.50 мм / 12 мм
ZSTC2.75x1214F	2.75 мм / 12 мм	ZSTC3.50x1514F	3.50 мм / 15 мм	ZSTC4.50x1514F	4.50 мм / 15 мм
ZSTC2.75x1514F	2.75 мм / 15 мм	ZSTC3.50x1814F	3.50 мм / 18 мм	ZSTC4.50x1814F	4.50 мм / 18 мм
ZSTC2.75x1814F	2.75 мм / 18 мм	ZSTC3.50x2214F	3.50 мм / 22 мм	ZSTC4.50x2214F	4.50 мм / 22 мм
ZSTC2.75x2214F	2.75 мм / 22 мм	ZSTC3.50x2514F	3.50 мм / 25 мм	ZSTC4.50x2514F	4.50 мм / 25 мм
ZSTC2.75x2514F	2.75 мм / 25 мм	ZSTC3.50x2914F	3.50 мм / 29 мм	ZSTC4.50x2914F	4.50 мм / 29 мм
ZSTC2.75x2914F	2.75 мм / 29 мм	ZSTC3.50x3414F	3.50 мм / 34 мм	ZSTC4.50x3414F	4.50 мм / 34 мм
ZSTC2.75x3414F	2.75 мм / 34 мм	ZSTC3.50x3614F	3.50 мм / 36 мм	ZSTC4.50x3614F	4.50 мм / 36 мм
ZSTC2.75x3614F	2.75 мм / 36 мм	ZSTC3.50x3814F	3.50 мм / 38 мм	ZSTC4.50x3814F	4.50 мм / 38 мм
		ZSTC3.50x4014F	3.50 мм / 40 мм	ZSTC4.50x4014F	4.50 мм / 40 мм

Примерный номер по каталогу: ZSTC4.50x4014F.