

Автоклав P&T Medical BTD 8-A

ФСЗ 2009/04596

паровой, объем камеры 8 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 3 шт., сушка, принтер, полок 3 шт., 49×43.7×37.5 см, вес 45 кг

P&T (Ningbo) Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	8 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	3
Размеры	49×43.7×37.5 см
Вес	45 кг

Описание

Стоматологический автоклав Pmedical модели BTD 8L-A - это стерилизационное оборудование, серии BTD, с функцией фракционного вакуума, включающей в себя:

- процесс удаления воздуха из камеры автоклава;
- процесс вакуумной сушки стерильных инструментов.

Особенности:

- 8 программ стерилизации;
- широкий температурный диапазон от 105°C до 134°C;
- полностью автоматическое управление;
- возможность ручного и автоматического слива и залива воды;
- хорошо подходят для быстрой стерилизации с короткими циклами как для упакованных, так и для неупакованных инструментов;
- оснащен системами предвакуума и вакуумной сушки. Эти функции необходимы для того, чтобы качественно обрабатывать все виды инструментов без упаковки и с упаковкой, выдерживающих температуру до 134°C.

Класс	В
Температура стерилизации	121°C, 134°C - подстройка 2-3°C
Количество программ стерилизации	8
Вес	45 кг
Размеры	49×43.7×37.5 см
Сушка	Вакуумная
Замок	Электромеханический
Порт принтера	В наличии
Порт USB	В наличии
Дисплей	LED
Наполнение воды	Ручное, Автоматическое
Размер камеры	17×32 см
Количество лотков	3
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Управление	Автоматическое
Дополнительно	Тройной цикл предвакуума